

EXPÉRIMENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR AVEC DATASTUDIO

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l'enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel DATASTUDIO est lancé.

Menu général du logiciel	Lancer une mesure
	<p>Choisir un affichage (graphique ou autre) Dans menu général, cliquer sur «Démarrer».</p>
	Paramétrer manuellement une mesure
	<p>Lancer la mesure puis double-cliquer sur l'axe de temps Choisir «Paramétrage des axes» et préciser l'unité de temps, la durée de mesures,...</p>
	Modifier l'affichage graphique en cours d'enregistrement
	<p>Ajuster les échelles en plaçant le curseur de souris sur l'échelle (symbole d'ajustage); maintenir le bouton gauche appuyé et glisser</p> <p>Décaler les valeurs des axes en plaçant le curseur sur l'axe; (symbole , maintenir le bouton gauche appuyé et glisser.</p>
Menu «Données»	Marquer un événement (après la manipulation)
	<p>Dans menu «Affichage», cliquer sur A et taper le commentaire. Il s'affiche à l'endroit voulu après la fermeture de la fenêtre.</p>
Menu Affichage	Supprimer un enregistrement ou graphique ou essai
	<p>Arrêter la mesure en cours si on est en mode enregistrement Cliquer avec la souris sur l'essai que l'on veut supprimer : menu «Données» puis faire Suppr au clavier. Confirmer par OK (touche entrée ou souris sur OK). <i>Attention, cette action supprime définitivement la mesure</i></p> <p>Supprimer un graphique ou un autre mode d'affichage : Cliquer sur la croix rouge en haut à droite de la fenêtre d'enregistrement et confirmer par OK <i>Attention cette suppression n'affecte que l'affichage</i></p>